

ACRILAMIDA
Código: 13-1302-02 250 g
Peso Molecular: 71,08
Pureza: 99,9%

Instruções de Uso

1. Descrição

A acrilamida é uma substância química utilizada para produzir géis de poli(acrilamida) em conjunto com a bis-acrilamida e agentes catalisadores. Tem também aplicações na indústria como, por exemplo, a utilização para o tratamento de água, indústria do papel, cosméticos e de plásticos.



2. Modo de Uso

1) Identificação dos Danos:

Altamente perigoso quando engolido ou inalado. Prejudicial se for absorvido através da pele. Causa irritação na pele, olhos e trato respiratório. Pode causar câncer (o risco de câncer depende na duração e o nível de exposição). Afeta o sistema nervoso central e periférico e o sistema reprodutor. Pode causar má formação congênita. Instável em altas temperaturas. Pode polimerizar explosivamente se aquecido no ponto de fusão.

Equipamento de Proteção Individual (EPI) a ser usado no laboratório: óculos, avental, capela e luvas apropriadas.

Código de Armazenamento: amarelo (estocagem separada)

***A etiqueta deve conter a precaução de se evitar contato com os olhos, pele e roupas e de substâncias incompatíveis. Deve conter também instruções de uso com proteção adequada.**

3. Uso e aplicações

Preparação de géis para eletroforese.

4. Armazenamento

Temperatura Ambiente.

5. Garantia da Qualidade

A **NOVA BIOTECNOLOGIA** fornece garantia do produto **ACRILAMIDA** por ela fornecida contra defeitos de produção pelo período de validade do produto, salvo especificações em contrário a constar da proposta.

- A garantia abrange defeitos de produção.

Exceções na garantia:

- Todos os produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, conservação ou armazenagem inadequada.

- Quando não for utilizado de acordo com sua finalidade de aplicação.

6. Informações do Fabricante

NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA

R. PASADENA, 235 - PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE

CEP: 06.715-864 - COTIA/SP - BRASIL

CNPJ: 24.096.423/0001-15

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Dra. ELIZABETH CORTEZ HERRERA- CRBM 20.951/1

7. Atendimento ao Consumidor

Tel. +55 (11) 4243-2356

www.novabiotecnologia.com.br

e-mail: assessoria@novabiotecnologia.com.br