

Tampão PBS 10X
PHOSPHATE-BUFFERED SALINE
Código: 13-30258-05: 500 mL

Instruções de Uso

1. Uso pretendido

O PBS é um reagente muito utilizado, que pode ser adaptado para as mais diversas aplicações. Dependendo da aplicação, algumas vezes é necessária a suplementação do tampão PBS com cátions divalentes como CaCl_2 e MgCl_2 .

O Tampão Salino-Fosfato é indicado para os trabalhos com proteínas, células e tecidos.

O tampão PBS tem pH: 7,2, é preparado com reagentes de elevada qualidade, e é filtrado em membrana de 0,1 μm .

O tampão pode ser ainda acrescido de Azida Sódica 0,2 g/L.

2. Composição do Kit

- NaCl KCl, Na_2HPO_4 anidro, KH_2PO_4

3. Armazenamento:

Temperatura ambiente

4. Garantia da Qualidade

A **NOVA BIOTECNOLOGIA** fornece garantia do produto **Tampão PBS 10X** por ela revendidos contra defeitos de produção pelo período de validade do produto, salvo especificações em contrário a constar da proposta.

- A garantia abrange defeitos de produção.

Exceções na garantia:

- Todos os produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, conservação ou armazenagem inadequada.
- Quando não for utilizado de acordo com sua finalidade de aplicação.

5. Informações do Fabricante

NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA

R. PASADENA, 235 - PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE

CEP: 06.715-864 - COTIA/SP - BRASIL

CNPJ: 24.096.423/0001-15

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Dra. ELIZABETH CORTEZ HERRERA- CRBM 20.951/1

6. Atendimento ao Consumidor

Tel. +55 (11) 4243-2356

www.novabiotecnologia.com.br

e-mail: assessoria@novabiotecnologia.com.br