

Água Ultrapura - Tipo 1
Endotoxinas Free, Livre de DNase/RNase – Irradiada 30KGy
Código: 13-12102-05: 500 mL

Instruções de Uso

1. Descrição

Água Ultrapura Tipo I – Livre de DNase – RNase, obtida pelo processo de Osmose Reversa Duplo Passo; filtrada 0,1 micra, irradiada 30KGy, volume de 500 mL.

Água ultrapura, apirogênica, essencialmente isenta de contaminantes dissolvidos ou coloidais iônicos e orgânicos. Este produto é adequado para os protocolos analíticos mais estritos, incluindo os de cromatografia líquida de alta pressão (HPLC).

É produzida por tratamento adicional de água ultrapura do tipo 1 e tratamento de irradiação gamma.

2. Aplicações

Este produto estéril pode ser utilizado em procedimentos de biologia molecular, p.e. PCR, sequenciamento; Água com padrão de qualidade elevado para outras aplicações específicas.

3. Armazenamento

Entre 10°C – 30°C.

4. Garantia da Qualidade

A **NOVA BIOTECNOLOGIA** fornece garantia do produto **Água Ultrapura - Tipo 1** por ela revendidos contra defeitos de produção pelo período de validade do produto, salvo especificações em contrário a constar da proposta.

- A garantia abrange defeitos de produção.

Exceções na garantia:

- Todos os produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, conservação ou armazenagem inadequada.
- Quando não for utilizado de acordo com sua finalidade de aplicação.

5. Informações do Fabricante

NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA

R. PASADENA, 235 - PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE

CEP: 06.715-864 - COTIA/SP - BRASIL

CNPJ: 24.096.423/0001-15

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Dra. ELIZABETH CORTEZ HERRERA- CRBM 20.951/1

6. Atendimento ao Consumidor

Tel. +55 (11) 4243-2356

www.novabiotecnologia.com.br

e-mail: assessoria@novabiotecnologia.com.br