

## Tampão Fosfato Salina

**Modelo: PBS – Tampão Fosfato Salina (PHOSPHATE-BUFFERED SALINE) 1X PH 7,2**

**Código: 13-30259-05: 500 mL**

### Instruções de Uso

#### 1. Uso pretendido

O Tampão Salina-Fosfato é indicado para os trabalhos com proteínas, células e tecidos.

O tampão é preparado com reagentes de elevada qualidade e filtrado em membrana de 0,22 µm.

Dependendo da aplicação, algumas vezes é necessária a suplementação do tampão PBS com cátions divalentes como CaCl<sub>2</sub> e MgCl<sub>2</sub>.

O tampão apresenta pH: 7,2 e pode ser ainda acrescido de Azida Sódica 0,2 g/L.

**Este produto é de uso EXCLUSIVO PARA DIAGNÓSTICO *IN VITRO*.**

#### 2. Composição do Kit

- 137 mM NaCl - 8,0 g,
- 2,7 mM KCl - 0,2 g,
- 10 mM Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> anidro - 1,189 g,
- 2 mM KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> - 0,2 g,
- Água destilada q.s.p. - 1,0 L,
- pH para uso geral: 7,2 - 7,4

#### 3. Armazenamento:

Temperatura ambiente. Após aberto armazenar entre 2°C e 8°C por 12 meses.

#### 4. Validade

O PBS – Tampão Fosfato Salina (PHOSPHATE-BUFFERED SALINE) 1X PH 7,2 tem validade de 24 meses quando mantido fechado e armazenado corretamente.

#### 5. Informações de Segurança

- Sempre que estiver trabalhando com soluções químicas e amostra biológicas, EPIs são necessários conforme normas de segurança regulamentadas.
- Depois de receber o produto verificar se as embalagens estão danificadas ou se há vazamento.
- Produto de uso apenas laboratorial e deverá ser armazenado em condições próprias para uso em laboratório.
- Contaminações causadas pelos resíduos são raríssimas, mas não podem ser completamente descartadas. Portanto, os resíduos devem ser considerados como material infeccioso e devem ser manuseados de acordo com as normas de segurança regulamentadas.
- Caso sejam necessárias mais informações a respeito do produto, favor entrar em contato com a **NOVA BIOTECNOLOGIA**.

## 6. Garantia da Qualidade

A **NOVA BIOTECNOLOGIA** fornece garantia do produto **PBS – Tampão Fosfato Salina (PHOSPHATE-BUFFERED SALINE) 1X PH 7,2** por ela revendidos contra defeitos de produção pelo período de validade do produto, salvo especificações em contrário a constar da proposta.

- A garantia abrange defeitos de produção.

Exceções na garantia:

- Todos os produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, conservação ou armazenagem inadequada.
- Quando não for utilizado de acordo com sua finalidade de aplicação.

## 7. Informações do Fabricante

**NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA**

R. PASADENA, 235 - PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE

CEP: 06.715-864 - COTIA/SP - BRASIL

CNPJ: 24.096.423/0001-15

## RESPONSÁVEL TÉCNICA

Dra. ELIZABETH CORTEZ HERRERA- CRBM 20.951/1

## 8.Registro ANVISA

REG.: 81867910004

## 9. Atendimento ao Consumidor

Tel. +55 (11) 4243-2356

[www.novabiotecnologia.com.br](http://www.novabiotecnologia.com.br)

e-mail: [assessoria@novabiotecnologia.com.br](mailto:assessoria@novabiotecnologia.com.br)