

**DPBS**  
**Tampão Salina Fosfato segundo Dulbecco Modificado com Ca<sup>++</sup>, Mg<sup>++</sup>**  
**Código: BR30264-05: 500 mL**

**Instruções de Uso**

**1. Descrição**

Tampão Salina Fosfato segundo Dulbecco, com cálcio e Magnésio, sem bicarbonato de sódio. O tampão é preparado em condições de esterilidade e filtrado em 0,1 micra.

**2. Aplicação**

- Cultura *in vitro* de células, como suplemento para fornecer condições ideais na manutenção e lavagem de células.
- Procedimentos de Imunologia, Estudo de proteínas

**3. Composição**

<b>Composição:</b>	<b>1 Litro 1X (g/L)</b>
Cloreto de Sódio (USP)	8,00
Fosfato de Sódio Dibásico (USP)	1,15
Cloreto de Potássio (USP)	0,20
Fosfato de Potássio Monobásico	0. 20
Cálcio	100mg/L
Magnésio	100mg/L

**4. Armazenamento**

Armazenar entre 10°C e 30°C.

**5. Garantia da Qualidade**

A **NOVA BIOTECNOLOGIA** fornece garantia do produto por ela fornecida contra defeitos de produção pelo período de validade do produto, salvo especificações em contrário a constar da proposta.

- A garantia abrange defeitos de produção.

Exceções na garantia:

- Todos os produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, conservação ou armazenagem inadequada.
- Quando não for utilizado de acordo com sua finalidade de aplicação.

**6. Informações do Fabricante**

**NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA**

R. PASADENA, 235 - PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE

CEP: 06.715-864 - COTIA/SP - BRASIL

CNPJ: 24.096.423/0001-15

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Dra. ELIZABETH CORTEZ HERRERA- CRBM 20.951/1

**7. Atendimento ao Consumidor**

Tel. +55 (11) 4243-2356

[www.novabiotecnologia.com.br](http://www.novabiotecnologia.com.br)

e-mail: [assessoria@novabiotecnologia.com.br](mailto:assessoria@novabiotecnologia.com.br)