
Mini centrífuga Personal (Tubo) - EC2020

Descrição do Produto:

A centrífuga Mini, é uma centrífuga pessoal de pequena proporção. Ideal para spin downs rápidos de microtubos de 1,5 mL e tubos microtubos de 0,2 mL para PCR, é extremamente fácil de usar. Basta fechar a tampa e o rotor atinge instantaneamente 8.000 rpm.

Abra a tampa e o rotor desacelera rapidamente até parar para remover as amostras. Um rotor de microtubo de oito posições para 1,5 mL e 16 posições para 0,2 mL está incluído e vem instalado.



(11) 4243-2356



novabiotecnologia.com.br



vendas@novabiotecnologia.com.br



R. Pasadena, 235 - Parque Industrial San José
Cotia/SP - Cep: 06715-864

Características:

- Capacidade do rotor: 08 × 1,5/2,0 mL recipientes, tiras de 2 × 8 tubos PCR
 - Velocidade máx.: 4,100 × g (8.000 rpm)
 - Área da base extremamente compacta
 - Tempo de aceleração e desaceleração < 13 s
 - Tecla short spin (centrifugação breve) separada para centrifugação rápida e confortável
 - O fluxo de ventilação ótimo reduz o aquecimento e protege amostras termossensíveis
 - Fechamento da tampa através de toque suave para um bloqueio ergonômico da tampa
 - Abertura automática da tampa no final do ciclo para evitar o aquecimento da amostra e para permitir fácil acesso às amostras
-



(11) 4243-2356



novabiotecnologia.com.br



vendas@novabiotecnologia.com.br



R. Pasadena, 235 - Parque Industrial San José
Cotia/SP - Cep: 06715-864