

MEIO HBSS
Modificado 10X Concentrado S/ Ca⁺², S/Mg⁺²
S/bicarbonato, S/vermelho de fenol
Código: BR30582-05 500 mL

Instruções de Uso

1. Descrição

- Mistura de sais enriquecidos indicado para o crescimento celular,
- Age como uma solução nutritiva em cultivo celular,
- Testado em linhagens celulares diferentes, com pH e osmolaridade controlados,

2. Aplicação

- Cultura de células humanas e animais.

Obs: se as condições não forem mantidas poderão ser observadas alterações do tipo:

- Mudanças de cor,
- Granulações,
- Insolubilidade,
- Alteração de pH,
- Incapacidade de manter a integridade celular sob condições normais

3. Armazenamento

Armazenar entre 2°C e 8°C.

COMPOSIÇÃO DA SOLUÇÃO HBSS MODIFICADO

10X CONCENTRADA

Descrição	g/L
Sodium Chloride (USP)	80.00
Sodium Phosphate Diabasic (USP)	0.5
Potassium Chloride (USP)	0.400
Potassium Phosphate Monobasic (NF)	0.6
Magnesium Sulfate (ANHY) (USP)	0.00
Calcium Chloride (ANHY) (FCC)	0.00
D-Glucose (ANHY) (USP)	10.00
Phenol Red-NA (ACS)	0.00
Formulate Weight (g/Liter)	95
Sodium Bicarbonate	0.00

4. Garantia da Qualidade

A **NOVA BIOTECNOLOGIA** fornece garantia do produto por ela fornecida contra defeitos de produção pelo período de validade do produto, salvo especificações em contrário a constar da proposta.

- A garantia abrange defeitos de produção.

Exceções na garantia:

- Todos os produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, conservação ou armazenagem inadequada.
- Quando não for utilizado de acordo com sua finalidade de aplicação.

5. Informações do Fabricante

NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA

R. PASADENA, 235 - PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE

CEP: 06.715-864 - COTIA/SP - BRASIL

CNPJ: 24.096.423/0001-15

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Dra. ELIZABETH CORTEZ HERRERA- CRBM 20.951/1

6. Atendimento ao Consumidor

Tel. +55 (11) 4243-2356

www.novabiotecnologia.com.br

e-mail: assessoria@novabiotecnologia.com.br