

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS
TAMPÃO TBE 10X CONCENTRADO – SOLUÇÃO ESTÉRIL**

Versão 3.0 Data da revisão 07.02.2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA**1.1 Identificadores do produto****Nome do produto:** TAMPÃO TBE 10X CONCENTRADO – SOLUÇÃO ESTÉRIL**Códigos N°:**

13-15002-05 / 13-15002-01

Armazenamento: Temperatura Ambiente (10°C à 30°C)**Marca:** Nova Biotecnologia**1.2 Outros meios de identificação**

Dados não disponíveis

1.3 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Só para utilização em ensaios laboratoriais e de Pesquisa e Desenvolvimento. Não recomendado para aplicação farmacêutica, doméstica ou outras utilizações não descritas pelo fabricante.

1.4 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Companhia: Nova Biotecnologia Ltda.

Rua Pasadena, 235 - Parque Industrial San

José 06715-864 Cotia – São Paulo – SP

BRASIL

Telefone : +55 11 4243 2356

e-mail endereço: assessoria@novabiotecnologia.com.br**1.5 Número de telefone de emergência**

(11) 4243 2356

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS**2.1 Classificação GHS**

Classificação de acordo com o GHS BR (ABNT NBR 14725-2:2019).

Não há riscos se em contato com o produto. Dados insuficientes para classificação.

2.2 Elementos de rotulagem: Não disponíveis**2.3 Outros Perigos:** Não disponível**3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES****3.1 Natureza química: mistura**

TRIS BASE		Classificação	Concentração
No. CAS	77-86-1		0.1 - 10 %
ÁCIDO BÔRICO			
No. CAS	100-165		0.1 - 10 %
EDTA			
No. CAS	60-00-4		0.1 – 10%

3.2 Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

Não se aplica

Produto estável e não tóxico quando utilizado seguindo regras de boas práticas laboratoriais.

O produto não oferece risco de toxicidade nas concentrações utilizadas.

3.3 Classificação e rotulagem de perigo:

Não se aplica

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

4.1 Descrição de medidas necessárias de primeiros-socorros

- Medidas Gerais de primeiros socorros: em caso de exposição: Consulte um médico.
- Medidas de primeiros socorros após inalação: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
- Medidas de primeiros socorros após o contato com a pele: Levar a vítima ao médico se a irritação persistir. Retirar a roupa antes de se lavar. Após o contato com a pele, retirar imediatamente toda a roupa contaminada e lavar com água em abundância.
- Medidas de primeiros socorros após o contato com os olhos: Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procurar orientação médica. Não utilizar neutralizantes. Lavar com água. Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
- Medidas de primeiros socorros após o contato por ingestão: NÃO provoque vômito. Enxague a boca com água abundante.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

- Sintomas/Efeitos: não disponível
- Sintomas/Efeitos em caso de contato por inalação: não disponível
- Sintomas/Efeitos em caso de contato com a pele: não disponível
- Sintomas/Efeitos em caso de contato com os olhos: não disponível
- Sintomas/Efeitos em caso de contato de ingestão: não disponível
- Sintomas crônicos: não disponível

4.3 Indicação de atenção médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessário

Notas ao médico: Tratar sintomaticamente.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

5.1 Meios de extinção

Meios adequados de extinção

Pó químico, CO₂, ou neblina de água, pode-se utilizar jato de água, porém não de forma direta. Não existem procedimentos especiais de combate ao incêndio.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Dados não disponíveis

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Usar equipamento de respiração autônomo para combate a incêndios, se necessário.

5.4 Outras informações

Dados não disponíveis

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Usar equipamentos de proteção individual, luvas de latex ou nitrila e óculos de proteção.

6.2 Precauções a nível ambiental

Impedir a entrada em esgotos, solos, fossas ou qualquer outro lugar onde a sua acumulação possa ser perigosa. Notificar as autoridades se o produto entrar nos esgotos ou águas públicas.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Utilizar material absorvente inerte

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1 Precauções para manuseio seguro

- Perigos adicionais quando processado: não se espera que apresente um perigo significativo sob condições normais de uso.

- Precauções para um manuseio seguro: fornecer ventilação adequada para minimizar concentração de poeira e/ou vapor. Mantenha afastado de calor, faísca, chama aberta, superfícies quentes – não fume. Manuseie cuidadosamente. Aterre o vaso contendor e o receptor do produto durante a transferência. Utilize apenas ferramentas antifaíscantes. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Usar equipamento de proteção individual. Evite o contato com os olhos, a pele ou a roupa. Obtenha instruções específicas antes da utilização. Assegurar boa ventilação no local de trabalho. Conserve somente no recipiente original.
- Medidas de higiene: sempre lave as mãos após manusear o produto. Remova a roupa contaminada. Não coma, beba ou fume durante o manuseio do produto.

7.2 Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades

- Medidas técnicas: assegurar uma ventilação adequada, sobretudo em lugares fechados. Armazene em local fechado à chave. Armazenar em recipientes hermeticamente fechados e à prova de fugas. Mantenha em local fresco. O armazenamento recomendado entre 2 e 8°C.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1 Parâmetros de controle

Limites de exposição ocupacional

Não se aplica.

8.2 Controles da exposição

Controles técnicos adequados

Prática geral de higiene industrial.

Proteção individual

Proteção ocular/ facial

Use equipamento de proteção ocular testado e aprovado de acordo com as normas governamentais adequadas, tais como NIOSH (US) ou EN 166 (EU).

Proteção da pele

Manusear com luvas. As luvas devem ser inspecionadas antes da utilização. Use uma técnica adequada para a remoção das luvas (sem tocar a superfície exterior da luva) para evitar o contacto da pele com o produto.

Descarte as luvas contaminadas após o uso, em conformidade com as leis e boas práticas de laboratório.

Lavar e secar as mãos.

As luvas de proteção selecionadas devem satisfazer as especificações da Diretiva da EU 89/689/CEE e a norma EN 374 derivada dela.

Proteção do corpo

Roupas impermeáveis, O gênero de equipamento de proteção deve ser escolhido de acordo com a concentração e a quantidade da substância perigosa no lugar de trabalho.

Proteção respiratória

Não requer proteção respiratória. Para exposições incômodas usar respiradores com cartuchos OV / AG (US) ou tipo ABEK (UE EN 14387). Use respiradores e componentes testados e aprovados por normas governamentais apropriadas, tais como as NIOSH (E.U.A.) ou CEN (UE).



9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

- a) Aspecto Forma: Líquido
- b) Odor: não se aplica
- c) Limite de Odor: Não se aplica
- d) Ponto de fusão/ponto de congelamento: dados não disponíveis
- e) Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: dados não disponíveis
- f) Ponto de fulgor: dados não disponíveis

- g) Taxa de evaporação: dados não disponíveis
 - h) Inflamabilidade (sólido gás): dados não disponíveis
 - i) Limites de inflamabilidade superior / inferior ou explosividade: dados não disponíveis
 - j) Pressão de vapor: dados não disponíveis
 - k) Densidade de vapor: dados não disponíveis
 - l) Densidade relativa: dados não disponíveis
 - m) Hidrossolubilidade: dados não disponíveis
 - n) Coeficiente de partição: n-octanol/água dados não disponíveis
 - o) Temperatura de autoignição: dados não disponíveis
 - p) Temperatura de decomposição: dados não disponíveis
 - q) Viscosidade: dados não disponíveis
-

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1 Reatividade

Não reativo em condições normais de utilização, armazenamento e transporte

10.2 Estabilidade química

Estável sob condições normais de uso

10.3 Possibilidade de reações perigosas

Dados não disponíveis

10.4 Condições a evitar

Dados não disponíveis

10.5 Materiais incompatíveis

Dados não disponíveis

10.6 Produtos de decomposição perigosos

Outros produtos de decomposição perigosos - dados não disponíveis

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda

Dados não disponíveis

Corrosão/irritação cutânea

Dados não disponíveis

Lesões oculares graves/irritação ocular

Dados não disponíveis

Sensibilização respiratória ou cutânea

Dados não disponíveis

Mutagenicidade em células germinativas

Dados não disponíveis

Carcinogenicidade

Dados não disponíveis

Toxicidade à reprodução e lactação

Dados não disponíveis

Toxicidade sistêmica para órgãos-alvo específicos - exposição única

Dados não disponíveis

Toxicidade sistêmica para órgãos-alvo específicos - exposição repetida

Dados não disponíveis

Perigo de aspiração

Dados não disponíveis

Efeitos potenciais para a saúde

Inalação: Pode causar irritação se for inalado.

Ingestão: Pode causar irritação se for ingerido.

Pele: Pode causar irritação em contato com a pele.

Olhos: Pode causar irritação em contato com os olhos.

Sinais e sintomas de exposição:

Até onde sabemos as propriedades químicas, físicas e toxicológicas não foram minuciosamente investigadas.

Informação adicional:

RTECS: dados não disponíveis

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

12.1 Ecotoxicidade

Dados não disponíveis

12.2 Persistência e degradabilidade

Dados não disponíveis

12.3 Potencial biocumulativo

Dados não disponíveis

12.4 Mobilidade no solo

Dados não disponíveis

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

Dados não disponíveis

12.6 Outros efeitos adversos

Dados não disponíveis

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Produto

Propor a entrega de soluções excedentes e não recicláveis a uma empresa idônea de tratamento de resíduos.

Embalagens contaminadas

Eliminar como produto "Não utilizado".

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

14.1 Número ONU

ADR/RID: - DOT (US): - IMDG: - IATA: -

14.2 Designação oficial de transporte da ONU

ADR/RID: Mercadorias não perigosas

DOT (US): Mercadorias não perigosas

IMDG: Mercadorias não perigosas

IATA: Mercadorias não perigosas

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte

ADR/RID: - DOT (US): - IMDG: - IATA: -

14.4 Grupo de embalagem

ADR/RID: - DOT (US): - IMDG: - IATA: -

14.5 Perigos para o ambiente

ADR/RID: não DOT (US): não IMDG Poluente marinho: não IATA: não

14.6 Precauções especiais para o utilizador

Dados não disponíveis

15. REGULAMENTAÇÕES

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Esta Ficha de Informações de Produtos Químicos foi preparada de acordo com a NBR 14725-4/2009 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Outras informações

Direitos exclusivos, 2016, da Nova Biotecnologia Ltda. Permissão concedida para fazer número ilimitado de cópias em papel, somente para uso interno.

A informação contida neste documento é aplicável às precauções de segurança apropriadas para uso do produto e não representa nenhuma garantia das propriedades do produto. A Corporação Nova Biotecnologia e as suas companhias afiliadas, não responderão por nenhum dano resultante do manuseio ou do contato com o produto acima. Consultar www.novabiotecnologia.com.br e/ou o verso da fatura ou nota que acompanha o produto para tomar conhecimento dos termos adicionais e condições de venda.