

CLORETO DE CALCIO, ANIDRO, P.A.**13-10480-05 - 500 g****Ficha de Instruções de Uso****1. Descrição**

O cloreto de cálcio anidro é uma substância com ligação química iônica, alta solubilidade em água e alto ponto de fusão. Tem diversas aplicações, como:

- **Absorção de umidade**

O cloreto de cálcio é um agente de secagem eficaz, pois absorve a umidade do ar. Por isso, é usado para evitar a formação de mofo em lugares fechados ou pouco ventilados, como armários, gavetas, guarda-roupas, sótãos e depósitos.

- **Degelo**

O cloreto de cálcio é usado para remover neve de estradas, estacionamentos e calçadas.

- **Indústria alimentícia**

O cloreto de cálcio é usado como estabilizante, agente de firmeza e espessante. Na elaboração de queijos, é adicionado na dosagem de 5 a 6 gramas para cada 10 litros de leite.

O cloreto de cálcio pode ser corrosivo para os olhos e irritante para a pele, trato respiratório superior e trato gastrointestinal.

2. Composição

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Teor	Min. 99,67%	Passa teste
Insolúveis e ppt com NH ₄ OH	Max. 0,01%	Passa teste
Subst. oxidantes (como NO ₃)	Max. 0,003%	Passa teste
Sulfato (SO ₄)	Max. 0,01%	Passa teste
Ferro (Fe)	Max. 0,0002%	Passa teste
Amônio (NH ₄)	Max. 0,005%	Passa teste
Bário (Ba)	Max. 0,005%	Passa teste
Metais pesados (Pb)	Max. 5ppm	Passa teste
Potássio (K)	Max. 0,01%	Passa teste
Magnésio (Mg)	Max. 0,005%	Passa teste
Sódio (Na)	Max. 0,02%	Passa teste
Aparência	Pó branco	Passa teste

3. Armazenamento e transporte

Armazenar e transportar em temperatura ambiente

4. Garantia da Qualidade

A **NOVA BIOTECNOLOGIA** fornece garantia do produto **CLORETO DE CALCIO** por ela fornecido contra defeitos de produção pelo período de validade do produto, salvo especificações em contrário a constar da proposta.

- A garantia abrange defeitos de produção.

Exceções na garantia:



Rev_04_Out_2413-10444-05 Cloreto de Cálcio - 500g

- Todos os produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, conservação ou armazenagem inadequada.
- Quando não for utilizado de acordo com sua finalidade de aplicação.

5. Informações do Fabricante

NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA

R. PASADENA, 235 - PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE

CEP: 06.715-864 - COTIA/SP - BRASIL

CNPJ: 24.096.423/0001-15

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Dra. ELIZABETH CORTEZ HERRERA - CRBM 20951

6. Atendimento ao Consumidor

Tel. +55 (11) 4243-2356

www.novabiotechnologia.com.br

e-mail: assessoria@novabiotechnologia.com.br sac@novabiotechnologia.com.br