

PBS – Tampão Fosfato Salina 1X - PH 7,2
13-30259-05 - 500 mL
Ficha de Instruções de Uso

1. Uso pretendido

O Tampão Salina-Fosfato é indicado para os trabalhos com proteínas, células e tecidos. O tampão é preparado com reagentes de elevada qualidade e filtrado em membrana de 0,1 µm. Dependendo da aplicação, algumas vezes é necessária a suplementação do tampão PBS com cátions divalentes como CaCl₂ e MgCl₂. O tampão apresenta pH 7,2 e pode ser ainda acrescido de Azida Sódica na concentração de 0,2 g/L.

Este produto é de uso EXCLUSIVO PARA DIAGNÓSTICO *IN VITRO*.

2. Composição do Kit

- 137 mM NaCl - 8,0 g,
- 2,7 mM KCl - 0,2 g,
- 10 mM Na₂HPO₄ anidro - 1,189 g,
- 2 mM KH₂PO₄ - 0,2 g,
- Água destilada q.s.p. 1,0 L,
- pH para uso geral: 7,2

3. Armazenamento

Temperatura ambiente. Após aberto armazenar entre 2°C e 8°C por 12 meses.

4. Validade

O PBS (**PHOSPHATE-BUFFERED SALINE**) – Tampão Fosfato Salina 1X - pH 7,2 tem validade de 24 meses quando mantido fechado e armazenado corretamente.

5. Informações de Segurança

- Sempre que estiver trabalhando com soluções químicas e amostra biológicas, EPIs são necessários conforme normas de segurança regulamentadas.
- Depois de receber o produto verificar se as embalagens estão danificadas ou se há vazamento.
- Produto de uso apenas laboratorial e deverá ser armazenado em condições próprias para uso em laboratório.
- Contaminações causadas pelos resíduos são raríssimas, mas não podem ser completamente descartadas. Portanto, os resíduos devem ser considerados como material infeccioso e devem ser manuseados de acordo com as normas de segurança regulamentadas.
- Caso sejam necessárias mais informações a respeito do produto, favor entrar em contato com a **NOVA BIOTECNOLOGIA**.

6. Garantia da Qualidade

A **NOVA BIOTECNOLOGIA** fornece garantia do produto **PBS – Tampão Fosfato Salina 1X - pH 7,2** por ela revendidos contra defeitos de produção pelo período de validade do produto, salvo especificações em contrário a constar da proposta.

- A garantia abrange defeitos de produção.

Exceções na garantia:

- Todos os produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, conservação ou armazenagem inadequada.
- Quando não for utilizado de acordo com sua finalidade de aplicação.

7. Informações do Fabricante

NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA

R. PASADENA, 235 - PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE

CEP: 06.715-864 - COTIA/SP - BRASIL

CNPJ: 24.096.423/0001-15

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Dra. ELIZABETH CORTEZ HERRERA - CRBM 20951

8.Registro ANVISA

REG.: 81867910004

9. Atendimento ao Consumidor

Tel. +55 (11) 4243-2356

www.novabiotecnologia.com.br

e-mail: assessoria@novabiotecnologia.com.br sac@novabiotecnologia.com.br