



NOME DO PRODUTO: TRITON X-100
LOTE: 280.425NR
Nº CAS: [9002-93-1] FÓRMULA: C₃₄H₆₂O₁₁
P.M: 646,87
ONU: 3082
FABRICAÇÃO: SET/2024
VALIDADE: SET/2028

TESTE	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS	METODO
Caracteres	Líquido límpido e incolor á amarelo pálido	De acordo	Fornecedor
pH (solução a 5%)	5,5 – 8,0	7,0	Fornecedor
Umidade	Máx. 1,0%	0,14%	Fornecedor
HLB	13,4	13,4	Fornecedor
Solubilidade	Solúvel em água	Corresponde	Fornecedor
Ponto de Névoa (1% solução aquosa)	66 +/- 2°C	66,5°C	Fornecedor
Conteúdo sólido (Dessecação à 110°C por 2 horas)	Mín. 99,0%	99,7%	Fornecedor

Condições de armazenamento: Conforme FISPQ
Este laudo foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura