

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nome do Produto: Tampão TBE 10X

Código do Produto: 13-15002-05

Lote do Produto: 270.425NR

Data de Fabricação: 22/abr/2025

Data de Validade: 22/abr/2027

Teste	Especificações	Unidades	Resultados
Aparência (turbidez)	Solução clara	-	Transparente
Aparência (cor)	Incolor	-	Incolor
Aparência (forma)	Solução	-	Solução
pH	8,0 ± 0,2	-	8,0
Bactérias e fungos	Ausentes	UFC	Ausentes
Eletroforese em gel de agarose	Migração de DNA	Fragmentos	Presentes

Certificamos que este produto foi fabricado conforme documentações aprovadas, e foi analisado de acordo com as normas de Boas Práticas de Fabricação vigentes.

Este lote está aprovado para comercialização.

Responsável Técnico
Nova Biotecnologia Ltda