

Nome do Produto: PBS 10X Tampão Salina Fosfato - pH 7,2

Código do Produto: 13-30258-05

Lote do Produto: 140.425NR

Data de Fabricação: 09/abr/2025

Data de Validade: 09/abr/2027

Teste	Especificações	Unidades	Resultados
Aparência	Solução transparente	-	De acordo
pH	7,2 ± 0,2	-	7,2
Bactérias e fungos	Ausentes	UFC	Ausentes
Endotoxinas	≤ 1,0	UE/mL	≤ 1,0
<i>Mycoplasma</i> spp	Negativo	qPCR	Negativo
Osmolaridade	305 ± 5%	mOsm/kg H ₂ O	296

Certificamos que este produto foi fabricado conforme documentações aprovadas, e foi analisado de acordo com as normas de Boas Práticas de Fabricação vigentes.

Este lote está aprovado para comercialização.

Responsável Técnico-CRBM 20951

Nova Biotecnologia Ltda