

Nome do Produto: *Schneider's Insect Medium*

Código do Produto: BR30100-05

Lote do Produto: 210.425NR

Data de Fabricação: 16/abr/2025

Data de Validade: 16/abr/2026

Teste	Especificações	Unidades	Resultados
	Solução amarelada		
Aparência	transparente	-	De acordo
pH	7,0 ± 0,2	-	7,0
Bactérias e fungos	Ausente	UFC	Ausente
Endotoxinas	≤ 1,0	UE/mL	<1,0
<i>Mycoplasma spp</i>	Negativo	qPCR	Negativo
Osmolaridade	268 ± 5%	mOsm/kg H ₂ O	279

Certificamos que este produto foi fabricado conforme documentações aprovadas, e foi analisado de acordo com as normas de Boas Práticas de Fabricação vigentes.

Este lote está aprovado para comercialização.

Responsável Técnico-CRBM 20951

Nova Biotecnologia Ltda