

Certificado de análise

CLEANER

Código Nº: 14-0001-02

Produção: 17jan/2025

Lote: 220.125NS

Validade: 17/jan/2026


Aspecto: **Líquido cristalino e transparente.**

Especificações: **Teste com amplicon.**

Resultados: **Passa teste** de acordo com a especificação.

Ensaio de amplificação:

Este lote apresenta os resultados de acordo com o esperado na degradação das moléculas de amplicons.



**A-Amplificação de DNA (qPCR),
Bancada sem limpeza - amostra
amplificada;**

**B-Bancada pós-limpeza com álcool 70% -
amostra amplificada;**

**C-Bancada pós-limpeza com *Cleaner*
amostra sem amplificação,
descontaminado.**

**Responsável Técnico
Nova Biotecnologia**

NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA

R. PASADENA, 235 - PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE CEP: 06715-864 - COTIA/SP - BRASIL