

Tampão Tris-HCl 0,1 M, pH: 8,5
13-13101-01 – 100 mL
Ficha de Instruções de Uso

1. Uso pretendido

O Tris-HCl pH 8,5 é um tampão químico utilizado em biologia molecular e em outras aplicações biológicas e bioquímicas

2. Características do produto

Solução de Tris-HCl 0,1 M, pH: 8,5 pronta-para-uso os mais diversos, que pode ser ainda diluída. Não precisa ser autoclavada, pois é uma solução estéril filtrada em 0,1 micra. Para uso repetido, contudo recomenda-se fracionar em volumes menores.

Tampão constituído por Tris-HCl que pode ser utilizado na preparação de outras soluções ou tampões de diluição de DNA, por exemplo TE. O Tris é utilizado como substituto do tampão fosfato, pois, o fosfato interfere com as reações enzimáticas, tem sido também demonstrado que o fosfato impede a precipitação em álcool.

A solução fornecida em pH 8,5 reduz o processo da depurinação catalisada por ácido de DNA.

Qualidade:

Grau biologia molecular, estéril, DNase/RNase free

3. Armazenamento

-20°C

4. Validade

12 meses a partir da data de fabricação

5. Informação de Segurança

- Sempre que estiver trabalhando com soluções químicas e amostras biológicas, EPIs são necessários conforme normas de segurança regulamentadas.
- Depois de receber o produto verificar se as embalagens estão danificadas ou se há vazamento.
- Produto de uso apenas laboratorial e deverá ser armazenado em condições próprias para uso em laboratório.
- Caso sejam necessárias mais informações a respeito do produto, favor entrar em contato com a NOVA BIOTECNOLOGIA.

6. Procedimento

Uso direto na preparação de outros tampões, como por exemplo TE.

7. Equipamento, acessório, consumível necessário, mas, não fornecido

Microtubos, micropipetas, e ponteiros apirogénicas com filtro.

8. Garantia da Qualidade

A **NOVA BIOTECNOLOGIA** fornece garantia do produto Reagente de Bradford por ela revendidos contra defeitos de produção pelo período de validade do produto, salvo especificações em contrário a constar da proposta.

- A garantia abrange defeitos de produção.

Exceções na garantia:



- Todos os produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, conservação ou armazenagem inadequada.
- Quando não for utilizado de acordo com sua finalidade de aplicação.

9. Informações do Fabricante

NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA

R. PASADENA, 235 - PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE

CEP: 06.715-864 - COTIA/SP - BRASIL

CNPJ: 24.096.423/0001-15

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Dra. ELIZABETH CORTEZ HERRERA- CRBM 20.951/1

10. Atendimento ao Consumidor

Tel. +55 (11) 4243-2356

www.novabiotecnologia.com.br

e-mail: assessoria@novabiotecnologia.com.br

sac@novabiotecnologia.com.br