

Agitador Magnético

Código: A2019

Marca: Nova Biotecnologia



Descritivo

O Agitador Magnético é um equipamento de laboratório utilizado para promover a mistura homogênea de líquidos por meio de uma barra magnética colocada dentro do recipiente. Um campo magnético rotativo, gerado por um motor localizado na base do equipamento, faz a barra girar e movimentar a solução de forma contínua.

Principais funções:

- ✓ Homogeneização de soluções e reagentes;
- ✓ Dissolução de sólidos em líquidos;
- ✓ Preparação de meios de cultura, tampões e reagentes químicos;
- ✓ Mistura de amostras em análises químicas, biológicas e farmacêuticas.



(11) 4243-2356



novabiotecnologia.com.br



vendas@novabiotecnologia.com.br



R. Pasadena, 235 - Parque Industrial San José
Cotia/SP - Cep: 06715-864

Especificações Técnicas

- ✓ Faixa de velocidade: 100 a 2.000 RPM;
- ✓ Controle eletrônico de velocidade;
- ✓ Operação contínua e silenciosa;
- ✓ Compatível com recipientes de vidro, plástico ou béqueres;
- ✓ Equipamento bivolt.

Dimensões:

- ✓ Altura: 12,0 cm;
- ✓ Largura: 21,0 cm;
- ✓ Comprimento: 25,5 cm;
- ✓ Peso: 2,60 Kg.



(11) 4243-2356



novabiotecnologia.com.br



vendas@novabiotecnologia.com.br



R. Pasadena, 235 - Parque Industrial San José
Cotia/SP - Cep: 06715-864