

Agitador Novo Vortex

Código: BV-1000

Marca: Nova Biotecnologia



Descritivo

O Agitador Novo Vortex é um equipamento de laboratório utilizado para misturar rapidamente soluções e amostras biológicas em tubos, frascos ou microtubos.

Principais funções:

- ✓ Homogeneização rápida de amostras;
- ✓ Ressuspensão de células, bactérias e partículas sedimentadas;
- ✓ Mistura de reagentes para PCR, extração de DNA/RNA e análises químicas;
- ✓ Dissolução de precipitados e pellets.



(11) 4243-2356



novabiotecnologia.com.br



vendas@novabiotecnologia.com.br



R. Pasadena, 235 - Parque Industrial San José
Cotia/SP - Cep: 06715-864

Especificações Técnicas

- ✓ Velocidade máxima: 1.500 RPM;
- ✓ Operação contínua ou por toque;
- ✓ Movimento orbital de alta eficiência;
- ✓ Compatível com tubos de ensaio, microtubos e pequenos frascos;
- ✓ Baixo nível de ruído e vibração;
- ✓ Equipamento Bivolt.

Dimensões:

- ✓ Altura: 14,5 cm;
- ✓ Largura: 13,0 cm;
- ✓ Comprimento: 18,0 cm;
- ✓ Peso: 1,55 Kg.



(11) 4243-2356



novabiotecnologia.com.br



vendas@novabiotecnologia.com.br



R. Pasadena, 235 - Parque Industrial San José
Cotia/SP - Cep: 06715-864