

CF – 1524 High Speed Centrifuge

Marca Yooning
Modelo CF - 1524



Descritivo

- Tela sensível ao toque TFT LCD, operação fácil e amigável;
- Design resistente, confiável e seguro;
- Extremamente silencioso, abaixo de 62 dB;
- Função de frenagem suave para proteger amostras sensíveis;
- Motor sem escovas e livre de manutenção;
- Design de travamento por adesão ajuda o usuário a fechar a tampa com uma mão;
- Rotor de biossegurança com tripla proteção.

Características

- **Velocidade:** 500 a 15.000rpm (incremento de 100 rpm);
- **Tempo:** 1s a 99 m e 59s (spin curto disponível);
- **Densidade máxima da amostra:** 1.2g/mL;
- **Aceleração/ desaceleração:** I \leq 20s; II \leq 40s; III \leq 60s);
- **Energia:** 500W;
- **Dimensão (L×P×A):** 250 × 360 × 210 (mm);
- **Peso:** 12kg



(11) 4243-2356



novabiotecnologia.com.br



vendas@novabiotecnologia.com.br



R. Pasadena, 235 - Parque Industrial San José
Cotia/SP - Cep: 06715-864

Rotores Disponíveis:

R24:

Rotor: 24 microtubos x 1.5 mL/2.0mL;
100 a 21.400xg/500 a 15.000 rpm;

E18:

Rotor: 18 microtubos x 5 mL;
100 a 21.400xg/500 a 15.000 rpm;

R4:

Rotor: 4 x PCR strips 0.2 mL;
100 a 17.100xg/500 a 15.000 rpm.



(11) 4243-2356



novabiotecnologia.com.br



vendas@novabiotecnologia.com.br



R. Pasadena, 235 - Parque Industrial San José
Cotia/SP - Cep: 06715-864