

CS-200E Orbital Shaker

Modelo CS-200E
Marca Yooning



Descritivo

Este agitador orbital foi projetado com um conceito simples, sendo amplamente utilizado para tingimento e descoloração.

É um dispositivo ideal para cultura de células, produção de anticorpos e vacinas, bem como para hibridização, western blot e procedimentos de lavagem de amostras, entre outros.

Características

- Design simples facilita a operação;
- Motor sem escovas é livre de manutenção, confiável e silencioso;
- Velocidade ajustável com vibração estável;
- Tapete de borracha durável é à prova de vazamentos e anticorrosivo;
- Diversas plataformas disponíveis como opção;



(11) 4243-2356



novabiotecnologia.com.br



vendas@novabiotecnologia.com.br



R. Pasadena, 235 - Parque Industrial San José
Cotia/SP - Cep: 06715-864

Parâmetros

- **Modelo:** CS-200E;
- **Modo de vibração:** Tipo orbital (círculo);
- **Diâmetro orbital:** 20 mm;
- **Tempo:** 1m a 99h59m/0 tempo infinito;
- **Capacidade Máxima** (com grampos): 3.5 Kg;
- **Dimensões (LxPxA):** 345 x 280 x 93 (mm);
- **Voltagem:** AC 100-240V;
- **Velocidade:** 50 a 250 rpm;
- **Modo de Operação:** Contínuo;
- **Energia:** 35 W;
- **Nível de proteção da plataforma:** IP 21.

Plataformas disponíveis mas não inclusas:

Plataforma CP1: Plataforma simples 280 x 260 (mm)

Plataforma CP2: Plataforma dupla 280 x 260 x 120 (mm)

Plataforma CP3: Plataforma de liga de alumínio com 6 presilhas para frascos de 250ml, 270 x 220 x 5 (mm)

Plataforma CP4: Plataforma de liga de alumínio com 12 presilhas para frascos de 100ml, 270 x 220 x 5 (mm)

Plataforma CP5: Plataforma de aço inox com suporte ajustável para frascos, 270 x 220 x 40 (mm)

Plataforma CP6: Plataforma universal, 301 x 235 x 50 (mm)



(11) 4243-2356



novabiotecnologia.com.br



vendas@novabiotecnologia.com.br



R. Pasadena, 235 - Parque Industrial San José
Cotia/SP - Cep: 06715-864