

HEMAX 33 VET

Código: 80360
Marca B&E Bio-technology



Analizador Hematológico Veterinário - 3 partes

Descritivo

HEMAX 33 VET é um analisador hematológico automático para uso veterinário de 3 partes, que categoriza os leucócitos em três grupos principais: granulócitos, linfócitos e monócitos.

Possui capacidade de análise de 21 parâmetros e 3 histogramas, processamento de até 60 amostras por hora, volume de amostra de 10 µL de sangue total e operação via tela sensível ao toque.



(11) 4243-2356



novabiotecnologia.com.br



vendas@novabiotecnologia.com.br



R. Pasadena, 235 - Parque Industrial San José
 Cotia/SP - Cep: 06715-864

Características

- 12 configurações pré-definidas para diversos animais e mais 6 novas configurações definidas pelo usuário;
- 21 parâmetros + 3 histogramas para leucócitos (WBC), hemácias (RBC) e plaquetas (PLT);
- Diferenciação de leucócitos em 3 partes: granulócitos, linfócitos e monócitos;
- Alta produtividade: 60 amostras por hora;
- Armazenamento de até 50.000 resultados de amostras (incluindo histogramas);
- Baixo consumo de amostra e reagentes;
- Software intuitivo; suporte a múltiplos idiomas disponíveis (sob solicitação);
- Tela LCD com touchscreen e operação via mouse;
- Impressora térmica integrada; impressora externa opcional.

Especificações Técnicas

- Espécies animais: Gato, cão, coelho, porco, cabra, cavalo, macaco e mais 6 configurações de animais definidas pelo usuário;
- Parâmetros: WBC, RBC, HGB, MCHC, MCH, MCV, HCT, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PDW, MPV, PCT, P-LCR, P-LCC, LYM#, LYM%, MID#, MID%, GRA#, GRA% e 3 histogramas (WBC, RBC e PLT);
- Princípio: Impedância elétrica para contagem de WBC, RBC e PLT;
- Volume de amostra: Pré-diluída: 20 µL; Sangue total: 10 µL;
- Produtividade: Até 60 amostras por hora;
- Ambiente de operação: 15-35 °C; Umidade: ≤80%;
- Alarmes: Mensagens de erro;
- Entrada/Saída: USB, LAN, interface para teclado e mouse;
- Impressão dos resultados: Impressora térmica, papel com 55 mm de largura, vários formatos de impressão e impressora externa opcional;
- Alimentação: CA 110 V-220 V, 50-60 Hz;
- Dimensões: 478 mm (C) x 330 mm (L) x 395 mm (A);
- Peso: 23 kg.



(11) 4243-2356



novabiotecnologia.com.br



vendas@novabiotecnologia.com.br



R. Pasadena, 235 - Parque Industrial San José
Cotia/SP - Cep: 06715-864