

## **Mini Centrífuga para microplacas**

**Código: EC2018**

**Marca Nova Biotecnologia**



### **Descritivo**

A Mini Centrífuga para microplacas é ideal para centrifugação rápida, “spin”, para microplacas de PCR de 0,2 mL (200 uL).

Utilizada para centrifugações de soluções e amostras biológicas.

Rapidamente reduz gotículas de condensação.

A microplaca pode ser inserida verticalmente sem perda de amostra.

### **Caraterísticas técnicas**

- Adapta a todos os tipos e marcas de microplacas para PCR;
- Rotor acelera rapidamente para 2.500 rpm;
- Apresenta dois modos de funcionamento: modo de rotação curto (pulse) e modo de operação temporizada;
- Velocidade de desaceleração rápida de 10 segundos;
- Fácil colocação e remoção das microplacas de PCR;



(11) 4243-2356



[novabiotecnologia.com.br](http://novabiotecnologia.com.br)



[vendas@novabiotecnologia.com.br](mailto:vendas@novabiotecnologia.com.br)



R. Pasadena, 235 - Parque Industrial San José  
Cotia/SP - Cep: 06715-864

- Velocidade: 2.500 rpm Força G (RCF), 500 xg;
- Capacidade de 2 microplacas de PCR;
- Definição do tempo de centrifugação digital: 30 seg – 300 seg;
- Tensão de entrada: 110-200 Volts AC;
- Temperatura ambiente aceitável de 4 a 45°C;
- Umidade relativa permitida  $\leq 70\%$ ;
- Peso: 2,5 Kg;
- A x L x C: 180 mm x 180 mm x 180 mm.



(11) 4243-2356



[novabiotecnologia.com.br](http://novabiotecnologia.com.br)



[vendas@novabiotecnologia.com.br](mailto:vendas@novabiotecnologia.com.br)



R. Pasadena, 235 - Parque Industrial San José  
Cotia/SP - Cep: 06715-864