

Mini Centrífuga Personal

Código: EC2020

Marca Nova Biotecnologia



Descritivo

A Mini Centrífuga Personal é ideal para centrifugação rápida, “spin”, para microtubos de 1,5 mL e de 0,2 mL (200 uL). Ideal para centrifugações de soluções e amostras biológicas.

Caraterísticas técnicas

- Capacidade do rotor: 08 × 1,5/2,0 mL microtubos e 2 strips × 8 microtubos para PCR de 200 uL;
- Velocidade máx.: 4.100 × g (8.000 rpm);
- Área da base extremamente compacta;
- Tempo de aceleração e desaceleração < 13s;
- Tecla short spin (centrifugação breve);
- Fluxo de ventilação para reduzir o aquecimento e proteger amostras termossensíveis
- Abertura automática da tampa no final do ciclo para evitar o aquecimento da amostra e permitir fácil acesso às amostras.
- Peso: 1 Kg
- A x L x C: 110 mm x 125 mm x 160 mm



(11) 4243-2356



novabiotecnologia.com.br



vendas@novabiotecnologia.com.br



R. Pasadena, 235 - Parque Industrial San José
Cotia/SP - Cep: 06715-864