

Mini Centrífuga

Marca Yooning
Modelo Mini - 10K+



Descritivo

- Grande raio com rotor de 8 furos, força centrífuga 1,5 vezes mais forte;
- Tampa superior abre automaticamente para fácil operação com uma mão;
- Design encaixável para fácil substituição e remoção do rotor;
- Função de redução de ruído, operação quase silenciosa;
- Motor livre de manutenção, durável, seguro e confiável;
- Aparência requintada e tamanho compacto.

Características

A mini centrífuga possui aparência inovadora e é versátil.

Está equipada com dois rotores centrífugos e múltiplos suportes para tubos de ensaio de 2,0 ml/1,5 ml/0,5 ml/0,2 ml e tiras de tubos PCR de 8 × 2 × 0,2 ml.

Possui tampa superior redonda totalmente transparente, equipada com múltiplos rotores, função de pausa ao abrir a tampa, e temporização eletrônica, incorporando totalmente o conceito de design humanizado.



(11) 4243-2356



novabiotecnologia.com.br



vendas@novabiotecnologia.com.br



R. Pasadena, 235 - Parque Industrial San José
Cotia/SP - Cep: 06715-864

- **Modelo:** Mini-10K+;
- **Velocidade:** 3.000 a 10.000 rpm;
- **Máxima RCF:** 500 a 5.400 xg;
- **Capacidade:** Tubos de centrífuga: 8 x 2.0 mL/1.5 mL/0.5 mL;
Tubos de PCR strips: 4 x 8 x 2.0 mL;
- **Tempo:** 1 a 99m 59s;
- **Silenciosa:** ≤ 60 dB;
- **Dimensões:** (LxPxA): 160 x 176 x 135 (mm);
- **Peso:** ≤ 1.5 Kg;
- **Energia:** 35 W;
- **Voltagem:** 220V/ 110V 50 a 60 Hz.



(11) 4243-2356



novabiotecnologia.com.br



vendas@novabiotecnologia.com.br



R. Pasadena, 235 - Parque Industrial San José
Cotia/SP - Cep: 06715-864