

MIX-S Mini Vortex Mixer

Marca Yooning
Modelo MIX-S



Descritivo

Um homogeneizador tipo vórtex é um equipamento usado para misturar rapidamente pequenos volumes de amostras e soluções.

Características

- Pequeno e leve;
- Adequado para microtubos de agitação em vórtice e tubos de centrífuga;
- Alta velocidade com 3500 rpm;
- Órbita de 4 mm;
- Capacidade Máxima: 50 mL;
- Adaptador de Energia 12 W;
- Voltagem: DC 12V;
- Dimensões (LxPxA) 98,5x101x66mm;
- Peso 0.55 Kg;
- Ventosas de borracha, tornam a vibração estável e confiável.



(11) 4243-2356



novabiotecnologia.com.br



vendas@novabiotecnologia.com.br



R. Pasadena, 235 - Parque Industrial San José
Cotia/SP - Cep: 06715-864