

RS-100E Rocker Shaker

Modelo RS-100E
Marca Yooning



Descritivo

Este agitador oscilante (tipo gangorra) foi projetado com um conceito simples, sendo amplamente utilizado para tingimento e descoloração.

É um dispositivo ideal para cultura de células, produção de anticorpos e vacinas, bem como para hibridização, western blot e procedimentos de lavagem de amostras, entre outros.

Características

- Design simples facilita a operação;
- Motor sem escovas livre de manutenção, confiável e silencioso;
- Velocidade ajustável com vibração estável;
- Tapete de borracha durável é à prova de vazamentos e anticorrosivo;
- Diversas plataformas disponíveis como opção;



(11) 4243-2356



novabiotecnologia.com.br



vendas@novabiotecnologia.com.br



R. Pasadena, 235 - Parque Industrial San José
Cotia/SP - Cep: 06715-864

Parâmetros

- **Modelo:** RS-100E;
- **Modo de vibração:** Tipo gangorra
- **Movimento angular:** 10°;
- **Capacidade Máxima** (com grampos): 3 Kg;
- **Dimensões (LxPxA):** 340 x 308 x 108 (mm);
- **Voltagem:** DC 24V
- **Velocidade:** 10 a 70 rpm
- **Modo de Operação:** Contínuo
- **Energia:** 50 W
- **Nível de proteção da plataforma:** IP 21

Plataformas disponíveis mas não inclusas:

Plataforma CP1: Plataforma simples 280 x 260 (mm)

Plataforma CP2: Plataforma dupla 280 x 260 x 120 (mm)



(11) 4243-2356



novabiotecnologia.com.br



vendas@novabiotecnologia.com.br



R. Pasadena, 235 - Parque Industrial San José
Cotia/SP - Cep: 06715-864