

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nome do Produto: Água Ultrapura Tipo 1 – Irradiada 30KGy

Código do Produto: 13-12102-05

Lote do Produto: 270.125M

Data de Fabricação: 22/Jan/2025

Data de Validade: 22/Jan/2032

Teste	Especificações	Unidades	Resultados
Aparência	Solução Transparente	-	De acordo
Bactérias e fungos	Crescimento	UFC	Negativo
Endotoxinas	< 0,10	UE/mL	Negativo
<i>Mycoplasma</i> spp	Negativo/Positivo	qPCR	Negativo
DNase/RNase	Impurezas	Ausentes	Ausentes
Osmolaridade	0 +/- 5%	mOsm/kg H ₂ O	0

Certificamos que este produto foi fabricado conforme documentações aprovadas, e foi analisado de acordo com as normas de Boas Práticas de Fabricação vigentes.

Este lote está aprovado para comercialização.

Responsável Técnico, CRBM 20951

Nova Biotecnologia Ltda.

Rua Pasadena, 235 – Pq. Empresarial San José, Cotia – SP - 06715-864