

Reagente de Bradford (pronto-para-uso)

Para determinação da concentração de proteínas


Código: 13-1309-05 – 500 mL

Lote: 120.525BNR

Reagente para determinação da concentração de proteínas em amostras.

TESTE	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Abs. de Pico A/Abs. 595nm	≥ 1.80	Passa Teste
Aspecto	Transparente Azulado	Passa Teste
Característica	Solução líquida	Passa Teste

Conc. BSA	% Abs.
200	0,655
160	0,648
120	0,62
80	0,544
40	0,35
0	0



Elizabeth C. Herrera, M.Sc., Ph.D.
Responsável Técnico, CRBM: 20951