

Nome do Produto: DMEM – High Glucose Plus

Código do Produto: BR30356-05

Lote do Produto: 2406250045

Data de Fabricação: 26/jun/2025

Data de Validade: 26/jun/2026

Teste	Especificações	Unidades	Resultados
Solução Avermelhada			
Aparência	Transparente	-	De acordo
pH	7,2 ± 0,2	-	7,2
Bactérias e fungos	Ausentes	UFC	Ausentes
Endotoxinas	≤ 10	UE/mL	≤ 10
<i>Mycoplasma spp</i>	Negativo	qPCR	Negativo
Osmolaridade	340 +/- 5%	mOsm/kg H ₂ O	353

Certificamos que este produto foi fabricado conforme documentações aprovadas, e foi analisado de acordo com as normas de Boas Práticas de Fabricação vigentes.

Este lote está aprovado para comercialização.

Responsável Técnico, CRBM 20951

Nova Biotecnologia Ltda

Rua Pasadena, 235 – Pq. Empresarial San José, Cotia – SP - 06715-864