

DMEM High Glucose S/vermelho de fenol
BR30211-05 - 500 mL**Ficha de Instruções de Uso****1. Descrição**

Este meio de cultura é uma modificação do Eagle's Basal Medium (BME). O meio Dulbecco's MEM inclui concentrações de aminoácidos maiores que o BME assemelhando-se às concentrações proteicas das células de mamíferos.

O meio DMEM tem sido utilizado na cultura de grande variedade de células de crescimento em monocamada. A suplementação adicional de aminoácidos não-essenciais (meio de Hank's ou sais de Eagle's) tem tornado o meio de maior utilidade. Em fórmulas modificadas, a eliminação de cálcio possibilita o crescimento de células em suspensão.

Obs. Se condições de temperatura não forem mantidas poderão ser observadas alterações do tipo:

- Mudanças de cor;
- Granulações;
- Insolubilidade
- Alteração de pH;
- Incapacidade de manter a integridade celular sob condições normais.

2. Atividade

Solução que contém nutrientes para cultivos celulares.

3. Armazenamento e transporte

Entre 2°C e 8°C

4. Aplicações

Mistura de sais enriquecidos com aminoácidos. Cultura de células humanas (diploides, mielomas, etc.) e de outros animais.

5. Característica

- Solução cristalina de cor avermelhada
- pH a 25°C (com NaHCO₃): 7,2 + 0,3
- Osmolaridade (com NaHCO₃): 310 + 5

6. Composição do meio Dulbecco's MEM (DMEM) - High Glucose

Sais inorgânicos	mg/L
CaCl ₂ (anidro)	200
Fe(NO ₃)·9H ₂ O	0,1
KCl	400
MgSO ₄ (anidro)	97,67

NaCl	6.400
NaH ₂ PO ₄ ·H ₂ O	125
Aminoácidos	mg/mL
L-Arginina HCl	84
L-Cistina 2HCl	62,57
L-Glutamina	584
Glicina	30
L-Histidina HCl·H ₂ O	42
L-Isoleucina	104,8
L-Leucina	104,8
L-Lisina HCl	146,2
L-Metionina	30
L-Fenilalanina	66
L-Serina	42
L-Treonina	95,2
L-Triptofano	16
L-Tirosina 2Na·2H ₂ O	103,79
L-Valina	93,6
Vitaminas	
D-Ca Pantotenato	4
D-Na Ácido Pantoténico	0
Cloreto de Colina	4
Ácido Fólico	7
Mio-Inositol	4
Niacinamida	4
Piridoxal HCl	0
Piridoxina HCl	4
Riboflavina	0,4

Tiamina HCl	4
Outros componentes	
D-Glicose	4.500
Vermelho de fenol	0
Piruvato de Sódio	0
NaHCO ₃	3,7

7. Garantia da Qualidade

A NOVA BIOTECNOLOGIA fornece garantia do produto **DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's Medium)** por ela fornecido contra defeitos de produção pelo período de validade do produto, salvo especificações em contrário a constar da proposta.

- A garantia abrange defeitos de produção.
Exceções na garantia:
- Todos os produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, conservação ou armazenagem inadequada.
- Quando não for utilizado de acordo com sua finalidade de aplicação.

8. Informações do Fabricante

NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA

R. PASADENA, 235- PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE

CEP: 06.715-864 - COTIA/SP - BRASIL

CNPJ: 24.096.423/0001-15

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Dra. ELIZABETH CORTEZ HERRERA - CRBM 20951

9. Atendimento ao Consumidor

Tel. +55 (11) 4243-2356

www.novabiotecnologia.com.br

e-mail: assessoria@novabiotecnologia.com.br sac@novabiotecnologia.com.br