

DPBS
BR30013-05 - 500 mL
Ficha de Instruções de Uso

1. Descrição

Tampão Salina Fosfato modificado, sem cálcio, sem Magnésio, sem bicarbonato de sódio. O tampão é preparado em condições de esterilidade e filtrado em 0,1 micra.

2. Modo de Uso

- Cultura *in vitro* de células, como suplemento para fornecer condições ideais na manutenção e lavagem de células.
- Procedimentos de Imunologia,
- Estudo de proteínas.

3. Componentes

Composição:	1 Litro 1X (g/L)
Cloreto de Sódio (USP)	8,00
Fosfato de Sódio Dibásico (USP)	1,15
Cloreto de Potássio (USP)	0,20
Fosfato de Potássio Monobásico	0. 20

4. Armazenamento

Entre 10°C e 30°C

5. Garantia da Qualidade

A **NOVA BIOTECNOLOGIA** fornece garantia do produto **DPBS Tampão Salina Fosfato segundo Dulbecco** por ela fornecido contra defeitos de produção pelo período de validade do produto, salvo especificações em contrário a constar da proposta.

- A garantia abrange defeitos de produção.
Exceções na garantia:
- Todos os produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, conservação ou armazenagem inadequada.
- Quando não for utilizado de acordo com sua finalidade de aplicação.

6. Informações do Fabricante

NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA

R. PASADENA, 235 - PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE

CEP: 06715-864 - COTIA/SP - BRASIL

CNPJ: 24.096.423/0001-15

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Dra. ELIZABETH CORTEZ HERRERA - CRBM 20951

7. Atendimento ao Consumidor

Tel. +55 (11) 4243-2356

www.novabiotecnologia.com.br

e-mail: assessoria@novabiotecnologia.com.br sac@novabiotecnologia.com.br