

**DPBS modificado com Ca<sup>++</sup>, Mg<sup>++</sup>****BR30264-05 - 500 mL****Ficha de Instruções de Uso****1. Descrição**

Tampão Salina Fosfato segundo Dulbecco, com cálcio e Magnésio, sem bicarbonato de sódio. O tampão é preparado em condições de esterilidade e filtrado em 0,1 micra.

**2. Aplicação**

- Cultura *in vitro* de células, como suplemento para fornecer condições ideais na manutenção e lavagem de células.
- Procedimentos de Imunologia,
- Estudo de proteínas.

<b>Composição:</b>	<b>1 Litro 1X (g/L)</b>
Cloreto de Sódio (USP)	8,00
Fosfato de Sódio Dibásico (USP)	1,15
Cloreto de Potássio (USP)	0,20
Fosfato de Potássio Monobásico	0,20
Cloreto de Cálcio	0,10
Cloreto de Magnésio	0,10

**3. Armazenamento**

Entre 2°C e 8°C.

**4. Garantia da Qualidade**

A **NOVA BIOTECNOLOGIA** fornece garantia do produto **DPBS** por ela fornecido contra defeitos de produção pelo período de validade do produto, salvo especificações em contrário a constar da proposta.

- A garantia abrange defeitos de produção.  
Exceções na garantia:
- Todos os produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, conservação ou armazenagem inadequada.
- Quando não for utilizado de acordo com sua finalidade de aplicação.

**5. Informações do Fabricante****NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA**

R. PASADENA, 235 - PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE

CEP: 06.715-864 - COTIA/SP - BRASIL

CNPJ: 24.096.423/0001-15

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Dra. ELIZABETH CORTEZ HERRERA - CRBM 20951

**6. Atendimento ao Consumidor**

Tel. +55 (11) 4243-2356

[www.novabiotecnologia.com.br](http://www.novabiotecnologia.com.br)

e-mail: [assessoria@novabiotecnologia.com.br](mailto:assessoria@novabiotecnologia.com.br) [sac@novabiotecnologia.com.br](mailto:sac@novabiotecnologia.com.br)