

**EBSS - Sais balanceados de Earle**  
**BR30014-05 – 500mL**  
**Ficha de Instruções de Uso**

**1. Descrição**

Solução balanceada composta de sais enriquecidos, utilizada em meios de cultura *in vitro*.

**2. Indicação**

Destina-se ao enriquecimento nos meios de cultura de células humanas e de outros animais.

**3. Armazenamento**

Estocar o meio líquido entre 2° a 8°C.

Se essas condições não forem mantidas poderão ser observadas alterações do tipo:

1. Mudanças de cor,
2. Granulações,
3. Insolubilidade,
4. Alteração de pH,
5. Incapacidade de manter a integridade celular sob condições normais

**COMPOSIÇÃO DA SOLUÇÃO EBSS**

| Componentes:                                 | mg/L     |
|----------------------------------------------|----------|
| Cloreto de Sódio                             | 6.570,00 |
| Fosfato de Sódio monobásico.H <sub>2</sub> O | 140,00   |
| Cloreto de Potássio                          | 390,00   |
| Sulfato de Magnésio                          | 90,00    |
| Cloreto de Cálcio                            | 190,00   |
| D-Glicose                                    | 970,00   |
| Vermelho de Fenol                            | 10,00    |
| Bicarbonato de Sódio                         | 2.200,00 |

**4. Garantia da Qualidade**

A **NOVA BIOTECNOLOGIA** fornece garantia do produto **MEIO EBSS** por ela fornecido contra defeitos de produção pelo período de validade do produto, salvo especificações em contrário a constar da proposta.

- A garantia abrange defeitos de produção.

Exceções na garantia:



Rev\_04\_Out\_24

- Todos os produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, conservação ou armazenagem inadequada.
- Quando não for utilizado de acordo com sua finalidade de aplicação.

#### **5. Informações do Fabricante**

##### **NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA**

R. PASADENA, 235 - PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE

CEP: 06.715-864 - COTIA/SP - BRASIL

CNPJ: 24.096.423/0001-15

##### **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Dra. ELIZABETH CORTEZ HERRERA - CRBM 20951

#### **6. Atendimento ao Consumidor**

Tel. +55 (11) 4243-2356

[www.novabiotecnologia.com.br](http://www.novabiotecnologia.com.br)

e-mail: [assessoria@novabiotecnologia.com.br](mailto:assessoria@novabiotecnologia.com.br) [sac@novabiotecnologia.com.br](mailto:sac@novabiotecnologia.com.br)