

HBSS S/Ca, Mg, vermelho de fenol, C/bicarbonato de sódio
BR30048-05 - 500 mL
Ficha de Instruções de Uso

1. Descrição:

- Solução de sais balanceados de Hank, sem cálcio, sem magnésio, sem vermelho de fenol, com bicarbonato de sódio.
- Mistura de sais enriquecidos, indicada para o crescimento celular,
- Age como uma solução nutritiva em cultivo celular,
- Testada em linhagens celulares diferentes, com pH e osmolaridade controlados,

2. Armazenamento

Entre 2°C e 8°C

3. Aplicações

- Cultura *in vitro* de células humanas e animais

Obs. se as condições não forem mantidas poderão ser observadas alterações do tipo:

- Mudanças de cor,
- Granulações,
- Insolubilidade,
- Alteração de pH,
- Incapacidade de manter a integridade celular sob condições normais

4. COMPOSIÇÃO DA SOLUÇÃO HBSS MODIFICADO

Descrição	g/L
Sodium Chloride (USP)	8.00
Sodium Phosphate Diabasic (USP)	0.05
Potassium Chloride (USP)	0.40
Potassium Phosphate Monobasic (NF)	0.06
Magnesium Sulfate (ANHY) (USP)	0.00
Calcium Chloride (ANHY) (FCC)	0.00
D-Glucose (ANHY) (USP)	1.00
Phenol Red-NA (ACS)	0.00
Formulate Weight (g/Liter)	9.5
Sodium Bicarbonate	0,25

5. Garantia da Qualidade

A NOVA BIOTECNOLOGIA fornece garantia do produto HBSS MODIFICADO por ela fornecido contra defeitos de produção pelo período de validade do produto, salvo especificações em contrário a constar da proposta.

- A garantia abrange defeitos de produção.
Exceções na garantia:
- Todos os produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, conservação ou armazenagem inadequada.
- Quando não for utilizado de acordo com sua finalidade de aplicação.

6. Informações do Fabricante**NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA**

R. PASADENA, 235 - PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE

CEP: 06.715-864 - COTIA/SP - BRASIL

CNPJ: 24.096.423/0001-15

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Dra. ELIZABETH CORTEZ HERRERA - CRBM 20951

7. Atendimento ao Consumidor

Tel. +55 (11) 4243-2356

www.novabiotechnologia.com.br

e-mail: assessoria@novabiotechnologia.com.br sac@novabiotechnologia.com.br