

MEIO HBSS MODIFICADO 10X concentrado
Sem Ca⁺², Sem Mg⁺², sem bicarbonato, sem vermelho de fenol.
BR30582-05 - 500mL
Ficha de Instruções de Uso

1. Descrição

- Mistura de sais enriquecidos indicado para o crescimento celular 10X concentrada,
- Age como uma solução nutritiva em cultivo celular,
- Testado em linhagens celulares diferentes, com pH e osmolaridade controlados,

2. Aplicação

- Cultura de células humanas e animais.

Observação: se as condições não forem mantidas poderão ser observadas alterações do tipo:

- Mudanças de cor,
- Granulações,
- Insolubilidade,
- Alteração de pH,
- Incapacidade de manter a integridade celular sob condições normais

3. COMPOSIÇÃO DA SOLUÇÃO HBSS MODIFICADO

Descrição	g/L
Sodium Chloride (USP)	80,00
Sodium Phosphate Diabasic (USP)	0,5
Potassium Chloride (USP)	4,0
Potassium Phosphate Monobasic (NF)	0,6
Magnesium Sulfate (ANHY) (USP)	0.00
Calcium Chloride (ANHY) (FCC)	0.00
D-Glucose (ANHY) (USP)	10,00
Phenol Red-NA (ACS)	0.00
Sodium Bicarbonate	0.00

4. Armazenamento

Entre 2°C e 8°C

5. Garantia da Qualidade

A **NOVA BIOTECNOLOGIA** fornece garantia do **MEIO HBSS** por ela fornecido contra defeitos de produção pelo período de validade do produto, salvo especificações em contrário a constar da proposta.

- A garantia abrange defeitos de produção.

Exceções na garantia:

- Todos os produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, conservação ou armazenagem inadequada.
- Quando não for utilizado de acordo com sua finalidade de aplicação.

6. Informações do Fabricante

NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA

R. PASADENA, 235 - PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE

CEP: 06.715-864 - COTIA/SP - BRASIL

CNPJ: 24.096.423/0001-15

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Dra. ELIZABETH CORTEZ HERRERA - CRBM 20951

7. Atendimento ao Consumidor

Tel. +55 (11) 4243-2356

www.novabiotecnologia.com.br

e-mail: assessoria@novabiotecnologia.com.br sac@novabiotecnologia.com.br