

**Meio SDM-79**  
**BR30079-05 - 450 mL****Fica de Instruções de Uso****1. Descrição**

O meio de cultura para insetos SDM-79 é um meio desenvolvido para promover o crescimento de formas pró-cíclicas de Tripanosomas. Este meio foi originalmente desenvolvido por Hirumi e cols. em 1989. Este meio contém os componentes necessários para suportar o crescimento de formas procíclicas de *T. brucei* entre outros.

**2. Recomendação de uso**

Adicionar 50 mL de SFB inativado antes de sua utilização.

<b>Componentes</b>	<b>P/1000mL</b>
MEM	7.0 g
Meio 199	2.0 g
MOPS	5.0 g
HEPES	8.0 g
Glicose	1.0 g
NaHCO <sub>3</sub>	2.0 g
Piruvato de Sódio	0.1 g
L-Alanina	0.2 g
L-Arginina	0.1 g
L-Glutamina	0.3 g
L-Metionina	0.07 g
L-Phenilalanina	0.08 g
L-Prolina	0.6 g
L-Serina	0.06 g
Taurina	0.18 g
L-Treonina	0.35 g
Adenosina	0.1 g
Guanosina	0.01 g

Glucosamina	0.05 g
Mem aa 50x	10 ml
Mem non essencial 100x	6 ml
Penicilina	0.059 g
Streptomicina	0.133 g
Ácido Fólico	0.004 g
PABA	0.002 g
Biotina	0.0002 g

### 3. Garantia da qualidade

A **NOVA BIOTECNOLOGIA** fornece garantia do produto **Meio SDM-79** por ela fornecido contra defeitos de produção pelo período de validade do produto, salvo especificações em contrário a constar da proposta.

- A garantia abrange defeitos de produção.  
Exceções na garantia:
- Todos os produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, conservação ou armazenagem inadequada.
- Quando não for utilizado de acordo com sua finalidade de aplicação.

### 4. Informações do Fabricante

**NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA**

R. PASADENA, 235 - PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE

CEP: 06.715-864 - COTIA/SP - BRASIL

CNPJ: 24.096.423/0001-15

### RESPONSÁVEL TÉCNICO

Dra. ELIZABETH CORTEZ HERRERA - CRBM 20951

### 5. Atendimento ao Consumidor

Tel. +55 (11) 4243-2356

[www.novabiotecnologia.com.br](http://www.novabiotecnologia.com.br)

e-mail: [assessoria@novabiotecnologia.com.br](mailto:assessoria@novabiotecnologia.com.br) [Sac@novabiotecnologia.com.br](mailto:Sac@novabiotecnologia.com.br)