

Nome do Produto: Ham's F-10 Mistura de Nutrientes

Código do Produto: BR30009-05

Lote do Produto: 1308250208

Data de Fabricação: 13/ago/2025

Data de Validade: 13/ago/2026

Teste	Especificações	Unidades	Resultados
Solução levemente			
Aparência	avermelhada, transparente	-	De acordo
pH	7,2 ± 0,2	-	7,2
Bactérias e fungos	Ausentes	UFC	Ausentes
Endotoxinas	≤ 1,0	UE/mL	≤ 1,0
<i>Mycoplasma</i> spp	Negativo	qPCR	Negativo
Osmolaridade	300 +/- 5%	mOsm/kg H ₂ O	290

Certificamos que este produto foi fabricado conforme documentações aprovadas, e foi analisado de acordo com as normas de Boas Práticas de Fabricação vigentes.

Este lote está aprovado para comercialização.

Responsável Técnico, CRBM 20951

Nova Biotecnologia Ltda.