

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nome do Produto: DMEM Low Glucose s/ vermelho de fenol

Código do Produto: BR30044-05

Lote do Produto: 2307250116

Data de Fabricação: 23/jul/2025

Data de Validade: 23/jul/2026

Teste	Especificações	Unidades	Resultados
	Solução amarelada		
Aparência	transparente	-	De acordo
pH	7,2 – 7,4	-	7,2
Bactérias e fungos	Ausentes	UFC	Ausentes
Endotoxinas	$\leq 1,0$	UE/mL	<1,0
<i>Mycoplasma</i> spp	Negativo	qPCR	Negativo
Osmolaridade	305 +/- 5%	mOsm/kg H ₂ O	320

Certificamos que este produto foi fabricado conforme documentações aprovadas, e foi analisado de acordo com as normas de Boas Práticas de Fabricação vigentes.

Este lote está aprovado para comercialização.

Responsável Técnico, CRBM 20951

Nova Biotecnologia Ltda.

Rua Pasadena, 235 – Pq. Empresarial San José, Cotia – SP - 06715-864