

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nome do Produto: PBS 10X pH 7,4

Código do Produto: 13-30262-05

Lote do Produto: 240625047

Data de Fabricação: 24/jun/2025

Data de Validade: 24/jun/2027

Teste	Especificações	Unidades	Resultados
Aparência	Solução transparente	-	De acordo
pH	7,4 ± 0,2	-	7,4
Bactérias e fungos	Ausentes	UFC	Ausentes
Endotoxinas	≤ 1,0	UE/mL	< 1,0
Osmolaridade	305 ± 5% - 1X	mOsm/kg H ₂ O	306

Certificamos que este produto foi fabricado conforme documentações aprovadas, e foi analisado de acordo com as normas de Boas Práticas de Fabricação vigentes.

Este lote está aprovado para comercialização.

Responsável Técnico, CRBM 20951

Nova Biotecnologia Ltda.