

Reagente de Bradford (pronto-para-uso)


Para determinação da concentração de proteínas

Código: 13-1309-05 – 500 mL

Lote: 2008250230

Reagente para determinação da concentração de proteínas em amostras.

TESTE	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Abs. de Pico A/Abs. 595nm	≥ 1.80	Passa Teste
Aspecto	Líquido Azulado Transparente	Passa Teste
Característica	Solução Líquida de odor característico	Passa Teste



BSA ug/mL	Abs. 595nm
1.500	1,758
1.200	1,730
1.100	1,719
750	1,681
500	1,639
250	1,391

Elizabeth C. Herrera, M.Sc., Ph.D.
Responsável Técnico, CRBM: 20951

