

Nome do Produto: Meio RPMI-1640 com HEPES

Código do Produto: BR30255-05

Lote do Produto: 1206250025

Data de Fabricação: 12/jun/2025

Data de Validade: 12/jun/2026

Teste	Especificações	Unidades	Resultados
Solução Avermelhada			
Aparência	transparente	-	De acordo
pH	7,2 ± 0,2	-	7,2
Bactérias e fungos	Crescimento	UFC	Sem crescimento
Endotoxinas	≤ 1,0	UE/mL	≤ 1,0
<i>Mycoplasma</i> spp	Negativo/Positivo	qPCR	Negativo
Osmolaridade	305 ± 5%	mOsm/kg H ₂ O	295

Certificamos que este produto foi fabricado conforme documentações aprovadas, e foi analisado de acordo com as normas de Boas Práticas de Fabricação vigentes.

Este lote está aprovado para comercialização.

Responsável Técnico, CRBM 20951

Nova Biotecnologia Ltda.

Rua Pasadena, 235 – Pq. Empresarial San José, Cotia – SP - 06715-864