

Nome do Produto: Solução de Penicilina-Estreptomicina-Anfotericina B

Código do Produto: BR30331-01

Lote do Produto: 2307250115

Data de Fabricação: 23/jul/2025

Data de Validade: 23/jul/2027

Teste	Especificações	Unidades	Resultados
Aparência	Solução Transparente	-	De acordo
Bactérias e fungos	Ausentes	UFC	Ausentes
Endotoxinas	$\leq 1,0$	UE/mL	$\leq 1,0$
<i>Mycoplasma</i> spp	Negativo	qPCR	Negativo

Certificamos que este produto foi fabricado conforme documentações aprovadas, e foi analisado de acordo com as normas de Boas Práticas de Fabricação vigentes.

Este lote está aprovado para comercialização.

Responsável Técnico, CRBM 20951

Nova Biotecnologia Ltda.