

Nome do Produto: Solução de Penicilina-Estreptomicina 5.000U/mL

Código do Produto: BR30111-01

Lote do Produto: 1306250026

Data de Fabricação: 13/jun/2025

Data de Validade: 13/jun/2027

Teste	Especificações	Unidades	Resultados
Aparência	Solução transparente	-	De acordo
Bactérias e fungos	Ausentes	UFC	Ausentes
Endotoxinas	≤ 1,0	UE/mL	<1,0
<i>Mycoplasma spp</i>	Negativo	qPCR	Negativo
Osmolaridade	300 ± 5%	mOsm/kg H ₂ O	292

Certificamos que este produto foi fabricado conforme documentações aprovadas, e foi analisado de acordo com as normas de Boas Práticas de Fabricação vigentes.

Este lote está aprovado para comercialização.

Responsável Técnico, CRBM 20951

Nova Biotecnologia Ltda.