

CERTIFICADO DE ANÁLISES

SORO EQÜINO ESTÉRIL

IDENTIFICAÇÃO:

Lote: 011224-EQ
Fabricação: Dez/2024
Validade: Dez/2028

Estocagem: -20°C
Origem: Brasil
Catálogo:10-Bio400-EQ

ANÁLISES FÍSICO QUÍMICA / MICROBIOLÓGICA

Análises	Resultado	Especificações
Bactérias/Fungos:	Não Detectado	Não detectado
Hemoglobina:	77,76 mg/dL	Informativo
Proteínas totais:	8,0 g/dL	6,0 – 8,5 g/dL
pH: (25°)	7,49	7,0 a 8,0

Embalagem Frascos atóxicos, capacidade 500 mL

CERTIFICADO TRANSCRITO DO ORIGINAL