

CERTIFICADO DE ANÁLISE

SORO FETAL BOVINO ESTÉRIL INATIVADO SUPLEMENTADO

Lote Nº:	2107250105	Armazenamento:	-20°C
Fabricação:	21/07/2025	Aparência:	Líquido de cor âmbar transparente
Validade:	21/07/2030	Origem:	Brasil
Catálogo Nº:	10-BioPlus500	Filtração:	Tripla 0,1 Micra

PERFIL DA QUALIDADE

Perfil:	Vírus:	Resultados:
Bactérias e Fungos: Ausentes	BLV (a)	Negativo
<i>Mycoplasma</i> : Negativo	BTV (b)	Negativo
pH: 7,10	BVD (c)	Negativo
Endotoxinas: $\leq 0,125$ UE/mL	PI3 (d)	Negativo
Osmolaridade: 312 mOsm/kg H ₂ O	FMDV (e)	Negativo

BIOQUÍMICA

Sódio:	135,0 mEq/L	Glicose:	53 mg/dL
Potássio:	10,0 mEq/L	Uréia:	37,1 mg/dL
Cloretos:	100 mEq/L	Creatinina:	3,38 mg/dL
Ácido Úrico:	1,6 mg/dL	Triglicérides:	67 mg/dL
Fósforo:	8,8 mg/dL	Hemoglobina:	9,04 mg/dL
Fosfatase Alcalina:	428 U.I./L	Colesterol:	32 mg/dL
LDH:	547 U.I./L	Bilirrubina total:	0,2 mg/dL
TGO:	29 U.I./L	Bilirrubina direta:	0,1 mg/dL
TGP:	8 U.I./L	Bilirrubina indireta:	0,1 mg/dL
Gama GGT:	7 U.I./L	Amilase:	6 U.I./L

PROTEÍNAS

Proteínas Totais:	3,6g/dL
Albumina:	2,5g/dL
Globulina:	1,1g/dL

Analito:	Técnica utilizada:	Valores de referência:
(a) Vírus da Leucose bovina	RTqPCR	Negativo
(b) <i>Blue Tongue virus</i>	RTqPCR	Negativo
(c) Vírus da diarreia bovina	RTqPCR	Negativo
(d) <i>Para-Influenza virus</i>	RTqPCR	Negativo
(e) Vírus da febre aftosa	RTqPCR	Negativo

Responsável Técnico-CRBM 20951
Nova Biotecnologia Ltda.