

Nome do Produto: TC-100 MEIO para Insetos S/Tryptose S/atb-atm

Código do Produto: BR30061-05

Lote do Produto: 28052503

Data de Fabricação: 23/mai/2025

Data de Validade: 23/mai/2026

Teste	Especificações	Unidades	Resultados
	Solução amarelada		
Aparência	transparente	-	De acordo
pH	6,4 ± 0,2	-	6,4
Bactérias e fungos	Ausentes	UFC	Ausentes
Endotoxinas	≤ 1,0	UE/mL	≤ 1,0
<i>Mycoplasma</i> spp	Negativo	qPCR	Negativo
Osmolaridade	250 ± 5%	mOsm/kg H ₂ O	205

Certificamos que este produto foi fabricado conforme documentações aprovadas, e foi analisado de acordo com as normas de Boas Práticas de Fabricação vigentes.

Este lote está aprovado para comercialização.

Responsável Técnico-CRBM 20951

Nova Biotecnologia Ltda