

Nome do Produto: Tripsina 0,25% (1X)

Código do Produto: BR30042-01

Lote do Produto: 1107250083

Data de Fabricação: 11/jul/2025

Data de Validade: 11/jul/2027

Teste	Especificações	Unidades	Resultados
Aparência	Solução transparente	-	De acordo
pH	7,6 ± 0,4	-	7,6
Bactérias e fungos	Ausentes	UFC	Ausentes
Endotoxinas	≤ 1,0	UE/mL	≤ 1,0
<i>Mycoplasma</i> spp	Negativo	qPCR	Negativo
Osmolaridade	295 ± 5%	mOsm/kg H ₂ O	302

Certificamos que este produto foi fabricado conforme documentações aprovadas, e foi analisado de acordo com as normas de Boas Práticas de Fabricação vigentes.

Este lote está aprovado para comercialização.

Responsável Técnico, CRBM 20951

Nova Biotecnologia Ltda.